

WEIL DER MENSCH ZÄHLT.

HOLTER-REKORDER EP820 / EP820-12

Der digitale Rekorder mit Schrittmachererkennung

Hohe Patientenakzeptanz

3 oder 12 Registrierkanäle

Aufzeichnungsdauer von bis zu 7 Tagen

Kontrolle des Echtzeit-EKG



KOMPLEXE DATEN EINFACH MANAGEN

AMEDTEC ECG_{pro}[®]

TECHNISCHE DATEN

Abmaße	Größe	68 mm x 53 mm x 16 mm (L x B x H)
	Gewicht	42 g
	Arbeitsposition	beliebige Richtung
Elektrische Daten	Empfindlichkeitsstufen	0,5 x, 1 x und 2 x
	Steckverbinder	26-polig
	Patientenkabel	4, 5 oder 10 Elektroden
Funktion	Anzahl Kanäle	3 oder 12
	Empfindlichkeit	2,5 µV / LSB
	Aufzeichnung	vollständig, kontinuierlich
	PC-Schnittstelle	USB 2.0 oder Kartenlesegerät
	Sample-Rate	10.000/s (PM-Erkennung)
	Frequenzbereich	0,05 Hz bis 60 Hz, -3 dB
	EKG-Kontrolle	über LCD beim Anlegen oder bei Bedarf
	Schrittmacherdetektion	permanent
Batterie	Batterietyp	1 AAA Batterie, 1,5 V Alkalisch, Lithium, oder NiMH
	Aufzeichnungszeit (3 Kanäle)	Alkalisch: ≥ 96 h Lithium: ≥ 168 h
	Aufzeichnungszeit (12 Kanäle)	Alkalisch: ≥ 48 h


ZUBEHÖR



Klebelektroden



Einmal-Hygiene-Tasche




Einmal-Hygiene-Band



Patientenkabel

AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Straße 5 · 08280 Aue
Tel.: +49 (0)3771 59 82 70
Fax: +49 (0)3771 59 82 790
info@amedtec.de · www.amedtec.de



CE Zertifikat:
0494 DIN EN ISO 13485

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
M0650 019-0841-2_2